

MED (TRON[®]) AG



ACCUTRON[®] CT-D GANTRY VERSION

适用于SIEMENS HEALTHINEERS产品

MEDTRON推出的Accutron[®] CT-D Gantry Version是Accutron[®] CT-D双筒注射器的一个新型号,可直接安装在CT扫描仪上,它采用的是MEDTRON最好的注射技术,并具有可直接连接到SOMATOM go CT扫描仪的优势。

**MEDTRON AG -
造影必备**



极其灵活 IN DER CT-BILDGEBUNG

新的Accutron® CT-D Gantry Version在使用造影剂注射器进行造影剂增强CT成像方面极其灵活。MEDTRON AG与Siemens Healthineers合作,开发出了SOMATOM go CT扫描仪的自然延伸产品,有了它就能为Accutron® CT-D的所有功能做好准备工作,最大限度地延长注射器工作时间。Accutron® CT-D双筒注射器的Gantry Version(CT861-2)通过Siemens Healthineers的固定臂直接安装在龙门架上,这可确保检查室的操作一目了然。注射器可以放置在扫描仪两侧靠近患者的位置,从而能够实施全方位的造影剂增强程序。

完美集成 与SIEMENS HEALTHINEERS CT扫描仪组合

Accutron® CT-D和SOMATOM go CT扫描仪与MEDTRON的CANopen IV类接口组合实现了同步,为完美的工作流程提供了保证,因此,Accutron® CT-D Gantry Version可与CT扫描仪完美集成,可以为Siemens Healthineers的扫描仪(IF 864)选购CanOpen IV类接口。

Accutron® CT-D Gantry Version配备以下附件:



- 1 造影剂/生理盐水容器挂钩
- 2 通过SOMATOM go CT扫描仪上的固定臂保证独立的稳定供电。(固定臂由Siemens Healthineers供货。)
- 3 用于开始注射的手动开关
- 4 侧臂配有杯子,用于软管系统排气
- 5 无线触摸屏远程控制

Accutron® CT-D Gantry Version兼容:

SOMATOM go.Now, SOMATOM go.Up,
SOMATOM go.All, SOMATOM go.Top。

安装提示:安装注射器时需要一个
Siemens Healthineers固定臂。

临床 效益



- Accutron® CT-D与Siemens Healthineers的固定臂完美集成于扫描仪上, 更加方便清洁, 有助于维护和完善恰当的卫生清洁记录。

外科手术 效益



- 无论是需要靠近患者头部还是要在CT孔的另一侧靠近下肢, 这类集成都能使定位尽可能接近患者, 这样就能保证影像学检查过程的高效性。
- Accutron® CT-D Gantry Version更具灵活性。供电稳定且维护费用低, 使它得以凭借完善的Accutron® CT-D功能, 最大限度地延长工作时间。
- 注射器安装在CT扫描仪上, 使检查室中的操作一目了然。通过固定臂中的一根电缆为SOMATOM go CT扫描仪提供稳定的供电。
- 注射器可选择配备CANopen IV类接口, 为完美的工作流程提供了保证并可实现同步, 以便与Siemens Healthineers的CT扫描仪进行完全集成。

经济 效益



- 通过提供全面的应用方案、改进患者工作流程以及简化维护, Accutron® CT-D Gantry Version有助于提高投资回报率。
- Accutron® CT-D Gantry Version也可作为SOMATOM go等入门级CT扫描仪的附件使用, 从而提供人们对于先进双筒造影剂注射器所期望的全部功能。

如果您属于以下情况, 请联系您的MEDTRON专员或Siemens Healthineers相应的销售专员:

- 只想购买一个龙门固定臂
- 购买龙门固定臂及注射器
- 购买包含龙门固定臂和注射器在内的CT扫描仪完整解决方案。

MEDTRON AG | Hauptstrasse 255 | 66128 Saarbrücken, 德国
电话: +49 (0)681-97017-0 | Fax: +49 (0)681-97017-20 | info@medtron.com
欢迎您访问www.medtron.com



联系方式:

中国/香港/澳门总代理:
高健医疗设备有限公司香港观塘海滨道135号宏基资本大厦26楼
电话: 852-2793 9707
传真: 852-2343 4070

售后服务机构 - 造影注射器:
上海高朗医疗设备有限公司地址: 上海市徐汇区漕溪路250号银海大厦A区607室
电话: 021-64681595
传真: 021-64825563

售后服务机构 - 一次性耗材:
上海康高美达医疗器械有限公司地址: 上海市徐汇区漕溪路250号银海大厦A区205室
电话: 021-64825561
传俱: 021-64825563